

Protocol voor het gebruik van de Air-Wave Protector: DOFFING

Beschrijving van de handeling: Het uitzetten van de Air-Wave Protector + afzetten van het masker en het uittrekken van de isolatiekleding.

Belangrijke punten:

- **PAPR**=Powered Air Purifying Respirator.
- De PAPR laat je gedurende deze hele handeling AAN staan en zet je pas uit bij stap13
- Zorg ervoor dat je tijdens deze handeling je gezicht niet aanraakt.

Benodigde materialen:

- Handalcohol
- 10 niet steriele gazen
- Microvezeldoek
- Alcohol 70%

Werkwijze:

1. Trek de handschoenen uit.
2. Pas handhygiëne toe
3. Trek het isolatieschort uit volgens de daarvoor geldende protocollen. Zorg dat je de buitenkant van het schort niet aanraakt.
4. Gooi het schort weg volgens de daarvoor binnen de instelling geldende protocollen.
5. Pas handhygiëne toe.
6. Scheur de orthopedische muts open aan de buitenkant / voorkant en verwijder deze van je hoofd. Gooi deze weg volgens de daarvoor binnen de instelling geldende richtlijnen.
7. Pas handhygiëne toe.
8. Het afzetten van het masker:
 - Maak van je wijsvingers 'haken' en hoek ze achter de elastieken. Zorg dat je je gezicht niet aanraakt.
 - Rek de elastieken op door ze van je gezicht af te houden
 - Beweeg het masker met een vloeiende beweging van onder naar boven over je gezicht en hoofd en zorg dat je het gezicht hierbij niet aanraakt.
 - Leg het masker op het werkveld voor je neer.
 - Indien je een reguliere hoofdbeschermer draagt: verwijder deze en gooi deze in de afvalbak.
9. Maak het koppelstuk los van het masker.
10. Pas handhygiëne toe.
11. Reinig het masker met een microvezeldoek, klam-vochtig met hand-warm water
12. Desinfecteer het masker vervolgens met alcohol 70%
13. Pas handhygiëne toe.

14. Het afdoen van de PAPR

- Zet de PAPR uit door op 'uit' te drukken
- Draai de PAPR richting je buik.
- Maak de gesp los en leg de PAPR op het werkveld.
- Desinfecteer de PAPR aan de buitenkant met alcohol 70%
- Desinfecteer de slang met alcohol 70%
- Verwijder de accu/ batterij en leg deze aan de lader.
- Check de sticker op de PAPR voor het evt. vervangen van het filter voor het volgende gebruik.
- Pas handhygiëne toe

=====

Disclaimer

De initiatiefnemers zijn actief in de industrie en gezondheidszorg. Door het tekort aan mondmaskers in de medische sector hebben ze gezamenlijk onderzocht of bestaande beschermingsoplossingen binnen de industrie een alternatieve oplossing kunnen bieden. Op deze grond hebben de initiatiefnemers een set ontwikkeld bestaande uit een PAPR-filter verbonden aan een snorkelmasker middels een 3D-geprint verbindingstuk. De initiatiefnemers hebben het systeem zelf getest en vertrouwen erop dat het werkt. Het systeem is echter niet getest of gecertificeerd en heeft geen (veiligheids) normen. De initiatiefnemers hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een goede oplossing binnen een kort tijdbestek, maar kunnen geen garanties bieden. Eenieder die garanties of zekerheid wilt moet het systeem laten testen en normeren door een bevoegd testinstituut.